



EMO SOFFIX - Det högabsorberande plåstret

- Ett högabsorberande plåster för användning efter blodprovtagning och avveckling av PVK
- Kompresen expanderar i kontakt med vätska/blod och skapar ett tryck mot huden/kärlet

HANDHAVANDE:

1. Applicera kompressen vid instick stället
2. Tryck med fingret på kompressen under 10-15 sekunder



Orderinformation MedCore

Art.nr.	Beskrivning	Avd förp/Trp förp.
22595	EMO SOFFIX 38 mm x 38 mm	1000/25000 st