



## CritiCool™/CureWrap™

CritiCool™ brukes idag først og fremst ved hypotermibehandlinger. Det er et non-invasivt system. CritiCool™ kobles til en tilhørende drakt som pasienten kles inn i. Temperaturen reguleres med stor nøyaktighet ved hjelp av en kjerne- og en hudtemperatursensor. En algoritme styrer deretter temperaturen på pasienten til en ønsket måltemperatur.

CRITICOOL™ BRUKES I DAG INNEN FØLGENDE TERAPIOMRÅDER:

- Cardiac arrest, intensivsen
- Asfyxi, neonatalintensiven
- TBI pasienter med mild hypotermi, nevrintensiven
- Operasjon
- Sepsis



CritiCool™ kan også behandle pasienter som er hypotermiske og/eller når pasienter har vanskelig med å holde sin normotemperatur. Eksempel på pasientgrupper er brannskadde og under store operasjoner.

## Ordreinformasjon

Art. nr.	Beskrivelse	Forp.
Criticool	CritiCool™	1 stk
200-00147	Slanger til CureWrap™, 2-by-3	1 stk
200-00109	Slanger til ThermoWrap™, 2-by-2	1 stk
014-00028	Kjerneadapter (engangssensor)	1 stk
014-00129	Hudadapter (engangssensor 014-00321)	1 stk
014-00322	Kjernetemp. sensor, Voksen, Engangs	20 stk
014-00321	Hudtemp. sensor, Engangs	20 stk
014-00020	Kjernetemp. sensor, Voksen, Flergangs	1 stk
014-00021	Hudsensor, Flergangs	1 stk
014-00005	Kjernetemp. sensor, Barn, Flergangs	1 stk
3500	CureWrap™, Voksen, en størrelse	8 stk
3518	CureWrap™, Infant < 4 kg	8 stk
3521	CureWrap™ 4-7 kg	8 stk
SM008	Small 4 stk < 4 kg + 4 stk 4-7 kg	8 stk
MD008	Medium 4 stk 7-11 kg + 4 stk 79-91 cm	8 stk
LD008	Large 4 stk 91-104 cm + 4 stk 104-122 cm	8 stk
XL008	X-large 4 stk 122-135 cm + 4 stk > 135 cm	8 stk
3131	Universal ThermoWrap™ 79-91 cm	12 stk
3136	Universal ThermoWrap™ 91-104 cm	12 stk
3141	Universal ThermoWrap™ 104-122 cm	12 stk
3148	Universal ThermoWrap™ 122-135 cm	12 stk
3153	Universal ThermoWrap™ 135-152 cm	12 stk
3160	Universal ThermoWrap™ 152-168 cm	12 stk
3166	Universal ThermoWrap™ 168-180 cm	12 stk
3363	ThermoWrap™, en størrelse - til både peroperativt og på intensiv	12 stk