


SOL-CARE™ Sticksäkert blodprovtagningssystem för/med vacuumrör

Produkt Specifikation

CE marked

Instruktioner för användning ▶



SOL-MILLENNIUM®
Building a healthier tomorrow


Sol-Millennium Europe Sp. z o.o.
Twarda 18, PL-00105 Warszawa
T: +48 22 202 67 23
F: +48 22 202 67 19
www.sol-m.com

**KARO
PHARMA**

Nybrokajen 7 5 tr
111 48 Stockholm, Sweden
www.medcore.se
infomedcore@karopharma.se
+46 103 302 310

SOL-MILLENNIUM®
Building a healthier tomorrow

SOL-CARE™ Sticksäkert blodprovtagningssystem för/med vacuumrör



Funktioner & Fördelar

- 1 SOL-CARE™ Säkerhetssystem för blodprovtagning innebär blodprovtagningssystem med ett vacuumaktivitetsrör och hållare, där säkerhetsmekanismen är en integrerad del i systemet.
- 2 Aktiveringen av säkerhetssystemet eliminerar stickskador från de båda kontaminerade änderna av kanylen och reducerar därmed risk för stickskador.
- 3 SOL-CARE™ sticksäkra blodprovtagningssystem passar till standardrör och standardkanyler för provtagning.
- 4 SOL-CARE™ sticksäkra blodprovtagningssystem fungerar så att båda händerna kan hållas bakom nålen vid aktivering av indragning av kanylen in i hållaren.
- 5 Engångs, sticksäkra, blodprovtagningssystemet följer OSHA standard för att avhjälpa och eliminera korskontaminering.



- Artikel:
SOL-CARE™ Sticksäkert blodprovtagningssystem
- Beskrivning:
7001BCD Sticksäkert Blodprovtagningssystem
- Antal / förp.
Blisterpack; 25 /avd. förp 200/ trp.förp